

SAM 021723**STUDER Tipo S 30-12**

Gruppo Rettificatrice per cilindri
Produttori STUDER
Tipo S 30-12



| | |
|-------------------------------------|------------|
| Altezza punte | 175 mm |
| Distanza fra le punte | 700 mm |
| Course longitudinale maxi | 700 mm |
| Mola: | |
| Diametro | 400 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Alesaggio | 127 mm |
| Peso del pezzo sopra le punta mass. | 80 kg |
| Giri della mola: | |
| numeri (gradini) | 6 |
| da | 1500 t/min |
| fino | 2400 t/min |
| Velocità periferica | 35 m/s |
| Testa porta mola girevole | 0-90 ° |
| Testa porta pezzo: | |
| giri: | |
| con variatore continuo | |
| da | 30 t/min |
| fino | 675 t/min |
| girevole | 90 ° |
| Attacco mandrino | 5 CM |
| Cono della contropunta: | 3 CM |
| Inclinazione massimo tavola | 8 ° |
| Velocità della tavola: | |
| con variatore continuo | |
| da | m/min |
| fino | 6 m/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Motore mandrino portamola ext. | 3 kW |
| Potenza installata totale | 13 kVA |
| Dimensioni macchina: | |
| Lunghezza | 2200 mm |
| Larghezza | 1300 mm |
| Altezza | 1800 mm |
| Dimensioni comando: | |
| Lunghezza | 900 mm |
| Larghezza | 500 mm |
| Altezza | 1700 mm |

Accessori diversi:

Contropunta regolabile fino

www.mullermachines.ch

Apparecchio per rettificare interni

Giri mandrino

28000 t/min

Ravvivatore

Apparecchio di medicazione orientabile lateralment

Apparecchio a raddrizzatura raggio


Filtro a carta

Set di flangia

Entità SENSITRON

Contropunta regolabile fino

Protezione della mola



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

